

ひょう量:320g～12kg／最小表示0.001g～0.1g

バックライト液晶表示

専 用 風 防

RJ series 高精度電子天びん 音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機

特長

- 大きく見やすいバックライト液晶表示
- ドア開口部が広く、使い勝手のよい風防
- 様々な用途に幅広く対応
- 寸法190×190mmの載せやすい大型計量皿
(RJ-1200～RJ-12K) ※RJ-3200Sは除く
- A4サイズに収まるコンパクト設計



RJ-3200



RJ-320

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM128)(付属)
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備

型式	RJ-320	RJ-620	RJ-1200	RJ-3200	RJ-3200S	RJ-12K
ひょう量(Max)	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性※	±0.003g	±0.004g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm		φ140mm	W190×D190mm
外形寸法(WDH)	202×293×266mm (風防を含む)		196×293×89mm		202×293×266mm (風防を含む)	196×293×89mm
税抜価格	¥80,000	¥87,000	¥66,000	¥75,000	¥87,000	¥73,000

※直線性:代表値

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160Ⅱ	プリンタ	¥72,000

様々な用途に幅広く対応

重量測定モードはもちろん、部品などの数量を数える個数(計数)モードや測定物の判別結果をHI(多い)/OK(適量)/LO(少ない)で表示するリミット(コンパレーター)モードなども設定できます。小さなボディで多様な計量用途に対応できるたのしい一台です。

視認性にすぐれた表示部

大きく見やすい文字高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い場所でもハッキリ読み取れるバックライト機能付き。読み取り誤差を軽減します。計量可能範囲を表すバーグラフ表示は、ひょう量に対する使用状態を20分割で表示し、あとどれくらいはかれるかなど計量可能範囲が一目でわかります。

数値のチラつきや、安定のしづらさを設定で改善可能

はかりが風や振動などの影響を受けている場合は、設定を変更することにより安定度を改善することができます。安定判別を大きくして応答速度を遅くすると安定しやすくなります。使用環境に合わせた安定度の設定が可能です。

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

C R 機能

A C R 機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無線ダウンロード