

# ポータブル型ラボ分析メータ

## 経済的で高品質な測定



### 簡単な操作

視認性を高める大型ディスプレイ、機器の直感的なボタン配列、シンプルなメニューにより、簡単に操作することができます。



### 快適な取り扱い

人間工学的な設計により、FiveGoポータブルメータは手の大きさを問わず誰でも快適に操作できます。折り畳み式のスタンドにより、ラボの卓上に見やすい角度で置くことができます。



### 防水機能

IP67防水対応により、FiveGoは湿潤環境や厳しい条件下にも耐えられます。



### 実績と信頼を有するセンサ

LightEditionセンサは、具体的な用途に合わせて作られており、魅力的な価格で提供されています。このセンサには高品質なガラス膜が備わっており、実績のある測定技術で信頼性の高い測定結果を得られます。



### pH測定をシンプルに ポータブルタイプで直感的な操作性

時間は貴重な資産になりつつあります。FiveGoは堅牢な設計の本体に直感的な操作性とメモリ機能を備えており、複雑なシステムや測定の設定作業に時間をかけるのではなく、測定作業に多くの時間をかけることができます。

研究室、生産ライン、または屋外での携帯用途に最適なFiveGo™ポータブル型機器は、ボタンをワンクリックするだけでpH/mV、導電率、または溶存酸素の高品質な測定が可能です。堅牢な防水設計により、FiveGo™機器は過酷な環境であっても信頼性の高い測定データをリーズナブルな価格で得ることができます。

- 直感的な操作
- 防水機能
- 人間工学的設計
- 魅力的な価格

METTLER TOLEDO

## FiveGo™シリーズ 経済的で高品質な測定

経済的のpH/mV・導電率・溶存酸素測定用FiveGoポータブルメータは、測定場所を問わず幅広いラボ用途に最適です。



### 技術仕様

| 仕様    |                  | FiveGo™ pH<br>F2            | FiveGo™ Conductivity<br>F3             | FiveGo™ DO<br>F4                   |
|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 測定と校正 | 測定範囲             | 0.00～14.00 pH               | 0.00 uS/cm～200.0 mS/cm (導電率)           | 0.0～400.0%                         |
|       |                  | -1,999～1,999 mV             | 0.0 mg/L～200.0 g/L (TDS)               | 0.0～45.00 mg/L<br>0.0～45.00 ppm    |
|       |                  | 0.0～100.0°C (32.0～212.0 °F) | 0.0～100.0°C (32.0～212.0 °F)            | 0.0～50°C (32.0～122.0 °F)           |
|       | 分解能              | 0.01 pH, 1 mV, 0.1 °C       | 自動範囲、0.1 °C                            | 0.10%, 0.01 mg/L, 0.01 ppm, 0.1 °C |
|       | 精度 (機器)          | ±0.01 pH                    | 測定値±0.5%                               | 測定値±1%                             |
|       |                  | ±1mV                        |                                        |                                    |
|       |                  | ±0.5 °C                     |                                        |                                    |
|       | 自動または手動の<br>終点記録 | あり                          | あり                                     | あり                                 |
|       | 終点通知             | 音声/表示                       | 音声/表示                                  | 音声/表示                              |
| データ保存 | データ保存件数          | 200件の測定値、現在の校正              | 200件の測定値、現在の校正                         | 200件の測定値、現在の校正                     |
|       | コネクタ             | BNC、Cinch (NTC 30 kΩ)       | LTW 7-pin (NTC 30 kΩ)                  | BNC、Cinch (NTC 30 kΩ)              |
|       | 一般               | 一般電源供給                      | 1.5V単4形アルカリ乾電池×4本または1.2V単4形ニッケル水素電池×4本 |                                    |
| 一般    | 持続時間             | 200時間以上                     |                                        |                                    |
|       | ディスプレイ           | 3.1インチ セグメントLCD             |                                        |                                    |
|       | ハウジング            | ABS                         |                                        |                                    |
|       | サイズ/重量           | 188 × 77 × 33 mm/0.26 kg    |                                        |                                    |
|       | 防塵防水構造による<br>保護  | IP67                        |                                        |                                    |
|       | 校正               | 最大3点、<br>4つの定義済み標準液グループ     | 1点、<br>3つの定義済みグループ                     | 最大2点、100%と0%                       |

### FiveGoキットの概要と注文情報

| 機器                 | キット名        | キット内容                        | 適した用途                         | 注文番号     |
|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| FiveGo F2<br>pH/mV | F2-Meter    | センサなしキット                     | キットに含まれていない特定のセンサを必要とする用途     | 30266946 |
|                    | F2-Standard | LE438 IP67センサを含む標準キット        | 一般的な水溶液サンプル向け                 | 30266889 |
|                    | F2-Food     | LE427 IP67センサとキャリケースを含むキット   | 精肉、果物、チーズなどの固体サンプルに最適         | 30266881 |
|                    | F2-Field    | LE438 IP67センサとキャリケースを含むキット   | F2-Standardと同様だが、特に外出先での測定に最適 | 30266882 |
| FiveGo F3<br>導電率   | F3-Meter    | センサなしキット                     | キットに含まれていない特定のセンサを必要とする用途     | 30266883 |
|                    | F3-Standard | LE703 IP67センサを含む標準キット        | 中～高導電率の水溶液サンプル向け              | 30266888 |
|                    | F3-Field    | LE703 IP67センサとキャリケースを含む標準キット | F3-Standardと同様だが、特に外出先での測定に最適 | 30266887 |
| FiveGo F4<br>DO    | F4-Meter    | センサなしキット                     | キットに含まれていない特定のセンサを必要とする用途     | 30266884 |
|                    | F4-Standard | LE621 IP67センサを含むキット          | 水溶液サンプル向け                     | 30266885 |
|                    | F4-Field    | LE621 IP67センサとキャリケースを含むキット   | F4-Standardと同じ                | 30266886 |

メトラー・トレド株式会社  
ラボインストルメンツ事業部  
お問い合わせ: [www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

[www.mt.com/FiveGo](http://www.mt.com/FiveGo)

詳細はウェブサイトへ

仕様は予告なく変更する場合があります  
© 02/2020 Mettler-Toledo GmbH  
All rights reserved. 30611270  
CH11F138 / Marcom Analytical