

ストルース切断機

完璧な切断面

Secotom (セコトム)

大容量と優れた応用の柔軟性を備えた高度な精密切断機



卓上精密切断機



SECOTOM (セコトム) について

汎用精密切断機


Secotomは、コンパクトなパッケージで優れた再現性を実現する多彩な機能を搭載した汎用性の高い精密卓上切断機です。

トレーニングをほとんど必要とせず、エラーのリスクを低減し、より多くの作業者が切断機を使用することを可能にします。可動式のT字スロットテーブルと各種クランプツールの組み合わせにより、お客様の関心領域に可能な限り近い位置で切断できます。また弊社のメソッドデータベースにアクセスすることで、各切断のパラメータをリセットする必要がなくなります。

Secotom には、試料を正しく配置するためのレーザー、オプションの手動ドレッサー、硬質材料に適したエクシカットモードなど、完璧な試料作製結果を確保する追加機能が装備されています。




切断能力 Secotom-6/-20/-60



弊社はお客様の要件に応じて、さまざまな機能を搭載する豊富なモデルを提供しています。

効率性と精度



Secotomは切断工程を迅速、簡単、効率的にします。多目的な切断テーブルは、広範囲の異なる試料の切断に最適です。8 mm のT字スロット、幅広いクランプツール、レーザーガイドは卓越した精度を実現します。

使いやすさと速度



シンプルなユーザーインターフェイスが非常に容易な操作を可能にします。多機能ノブでパラメータを設定し、ジョイスティックを使用して試料を迅速に位置決めするだけです。

可変式の切断ホイール回転速度は、最高の切断品質を確保します。プログラム可能な 3つの停止位置モードから試料に適用する方法を選び、工程をより高速に実行できます。



- ✓ 多目的な精密切断用の超柔軟なT字スロットテーブル
- ✓ 連続切断用のオプションの自動X移動
- ✓ 高精度な位置決めのためのレーザーガイド
- ✓ 50 x 165 mm (2 x 6.5") の切断容量
- ✓ 直径 75-203 mm (3-8") の切断ホイール
- ✓ 8 mm(0.31") のT字スロット

もっと見る 





Ensuring certainty

金属組織検査用の試料と検査は、一貫した再現可能な結果を要求します。これらの結果はラボのプロセス、作業員、機器だけではなく、サプライチェーンやパートナーから生まれます。ストラスのお客様は、高品質な装置と消耗品の設計とエンジニアリングだけではなく、弊社独自のナレッジベース、堅牢なグローバルサプライチェーン、専門家によるサービスとアプリケーションサポートを必要な場所と時間に利用できます。私たちはこれらすべてを Ensuring certainty - 確実性の確保と呼んでいます。

ストラスは、深い科学的洞察と画期的な技術を追求することで、世界をより良い場所にすることに専念し続けています。今日、私たちは急速に変化する世界で信頼されるパートナーであり、専門知識と実務経験を世界規模で共有しています。これにより、革新的なソリューションが提供され、将来に自信を持って立ち向かうことができます。弊社は微細構造検査製品とサービスでリードし続け、より良い社会に向けた将来の開発を形作ります。

www.struers.com