

1 検体 濃縮装置 (アルミビーズタイプ)

コンビニ・エバポ C1

20 万円 (税別)

※上記は、カラーSun(赤)の価格となります。
その他のカラーは 22.5 万円です。



コンビニ・エバポ C1

1 検体 濃縮装置専用ポンプ

ダイヤフラム型
真空ポンプ

20 万円 (税別)

※上記は、カラーSun(赤)の価格となります。
その他のカラーは 22.5 万円です。



ダイヤフラム型真空ポンプ

4 検体 濃縮装置 (アルミブロックタイプ)

コンビニ・エバポ C4 ライト
※ポンプ含む

105 万円 (税別)

※2mL、4mL、16mL の
専用バイアルのみ対応




コンビニ・エバポ C4 ライト

4 検体 濃縮装置 (アルミビーズタイプ)

コンビニ・エバポ K4
※ポンプ含む

135 万円 (税別)




コンビニ・エバポ K4

4 検体 濃縮装置 (アルミビーズタイプ)

コンビニ・エバポ C4
※ポンプ含む

175 万円 (税別)



コンビニ・エバポ C4

8 検体 濃縮装置 (アルミブロックタイプ)

コンビニ・エバポ MT8
※ポンプ内蔵型

142 万円 (税別)

付属品セット販売価格

※1.5mL/5.0mL マイクロチューブに対応
(エッペンドルフ社容器を基準に設計しております)



コンビニ・エバポ MT8

10 検体 濃縮装置 (アルミブロックタイプ)

コンビニ・エバポ C10 ライト
※ポンプ含む

225 万円 (税別)

※1.5mL、6mL、20mL の
専用バイアルのみ対応



コンビニ・エバポ C10 ライト

10 検体 濃縮装置 (アルミビーズタイプ)

コンビニ・エバポ C10
※ポンプ含む

295 万円 (税別)



コンビニ・エバポ C10

HP でユーザーズボイス公開中！

<https://www.bicr.co.jp/>



No.09

■代理店

■製造元

BC BioChromato

Mining ideas, Aiding laboratories

株式会社バイオクロマト

<https://www.bicr.co.jp/>

〒251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-12-19 TEL 0466-23-8382

E-mail: info@bicr.co.jp



常圧で高沸点溶媒の 濃縮が出来る 新型エバポレーター

DMSO、DMF、水などの 高沸点溶媒を高速濃縮！ 突沸リスクゼロ！

容器は、1.5mL～110mLバイアルと
幅広い範囲で使用が可能！

コンビニ・エバポ



シリーズ 全ラインアップ



製品詳細は QR コード・裏面をご覧ください▶



BC BioChromato

Mining ideas, Aiding laboratories

微量少量の濃縮にぴったり！

コンビニ・エバポ シリーズ ラインアップ									
		パーソナル エバポにぴったり！ 気軽に使い始めたい方に オススメの 1 検体 モデル		A3 サイズ に収まる 小型の 4 検体 モデル		お好きな容器で 4 検体 濃縮可能！ 検体ごとに制御可能な スタンダードモデル		K4 にカバー が付いた ガス置換可能 モデル 新発売	
		  ※受注生産				 迷ったら まずコレ！			
									
		多検体処理が最優先の方にオススメ！ お手頃価格の 10 検体モデル (使用可能容器：1.5mL,6mL,20mL)		コンビニ・エバポ史上 最多機能 搭載の 10 検体 モデル		マイクロチューブ専用 8 検体 / 検体ごとに制御可能 ポンプ内蔵型でコンパクト			
本体	本体名称		コンビニ・エバポ C1	コンビニ・エバポ C4 ライト	コンビニ・エバポ K4	コンビニ・エバポ C4	コンビニ・エバポ C10 ライト	コンビニ・エバポ C10	コンビニ・エバポ MT8
	希望小売価格		200,000 円 (税別)	225,000 円 (税別)	1,050,000 円 (税別)	1,350,000 円 (税別)	1,750,000 円 (税別)	2,250,000 円 (税別)	2,950,000 円 (税別)
	型番		CEV1C-SU	CEV1C-(color) ※カラー選択 SQ・GR・SK	CEV4LB-SU-P1-2	CEK4-SU-(Spiral Plug サイズ)	CEV4-SU-(Spiral Plug サイズ)	CEV10LB-(color)-(Spiral Plug サイズ)	CEV10A-(color)-(Spiral Plug サイズ)
	検体数		1	1~4	1~4	1~4	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 8
	本体寸法		W220mm×D227mm×H382mm	W220mm×D227mm×H382mm	W340mm×D156mm×H414.2mm	W400mm×D292mm×H475mm ※本体+突起物 (バルブなど) を含んだサイズ	W350 (480) mm×D300mm×H531mm ※本体+突起物 (バルブなど) を含んだサイズ	W404 (462) mm×D400 (460) mm×H569mm ※本体+突起物 (バルブなど) を含んだサイズ	W188(252)mm×D255(304)mm×H585mm ※本体+突起物 (バルブなど) を含んだサイズ
	本体重量		4.3kg	4.6kg	4.8kg	10kg	17kg	30kg	11.5kg (付属品除く)
	温調方式		アルミビーズ	アルミブロック	アルミビーズ	アルミビーズ	アルミブロック	アルミビーズ	アルミブロック
	温調機能		室温～ 100℃	室温～ 100℃	室温～ 100℃	室温～ 100℃	室温～ 100℃	室温～ 100℃	室温～ 60℃
	温調部寸法		●型φ69	φ12.2・φ17・φ21.5	■型 W226mmxD55mmxH58mm	■型 W226mm×D55mm×H60mm	●型 φ120	○型 幅 60mm	●型 φ68.5
	主電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	カラー		1 色 (Sun)	3色 (Squall,Grass, Sky)	1 色 (Sun)			4 色 (Sun、Squall、Grass、Sky)	
付属品	Plug	Spiral Plug	P1 ～ 5 より 1 本選択	P1,P2 各 4 本付属	お好きなサイズ 1 種類を 4 本付属	お好きなサイズ 1 種類を 4 本付属	P1~P3 より、お好きなサイズ 1 種類を 10 本付属	P1 ～ P4 より、お好きなサイズ 1 種類を 10 本付属	E1 または E2 より、お好きなサイズ 1 種類を 8 本付属 ※バラ販売有
	ポンプ	ポンプ寸法	なし ※別売推奨ポンプ (W181mm×D336.5mm×H217mm)	W181mm×D336.5mm×H217mm	W207mm×D411mm×H285mm	W207mm×D411mm×H285mm	W207mm×D411mm×H285mm	W207mm×D411mm×H285mm	本体内蔵
		ポンプ重量	なし ※別売推奨ポンプ (10.3kg)	10.3kg	26kg	26kg	26kg	26kg	上記本体重量に含む
		ポンプ排気流量	なし ※別売推奨ポンプ (最大 85L/min)	最大 85L/min	最大 240L/min	最大 240L/min	最大 240L/min	最大 240L/min	最大 60L/min
	その他	容器	—	2mL,4mL,16mL バイアル	—	—	1.5mL,6mL,20mL バイアル	—	—
対応	SP-P1		○	○	○	○	○	○	△
	SP-P2		○	○	○	○	○	○	△
	SP-P3		○	×	○	○	○	○	×
	SP-P4		○	×	○	○	×	○	×
	SP-P5		○	×	○	○	×	△	×
	SP-E1		○	△	○	○	△	○	○
	SP-E2		○	△	○	○	△	○	○
その他	対応容器		様々な容器に対応	2mL,4mL,16mL バイアル	様々な容器に対応	様々な容器に対応	1.5mL,6mL,20mL バイアル	様々な容器に対応	1.5mL ,5.0mL マイクロチューブ
	ガス置換		○	○	×	○	△	△	○
	標準納期 [目安]		2-3 週間	1 ヶ月半	1 ヶ月半	1 ヶ月半	2 ヶ月	2-3 ヶ月	2 ヶ月
	据付調整		無	無	無	無	有	有	無
	デモ機貸出		有	有	有	有	無	無	有

△の箇所：別途お問い合わせください