

年度末キャンペーン

2026 年 1 月 13 日～ 3 月 19 日受注分まで

研究や品質管理試験での効率性の向上、より高い信頼結果を与える、新製品を含む
便利な製品を特別価格でご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。

プレミアム天びん Cubis® II シリーズ

20% OFF

- 良好な最小計量値の測定結果
- スタンドアロンでのPart11、
データインテグリティ対応
- サーバー上のフォルダへのデータ出力
- ピペット校正アプリケーション搭載



ベーシック天びん Entris® II シリーズ (BCA / BCE)

20% OFF

- クラス最短の安定所要時間
- クラス随一の堅牢性/耐薬品性
- ソフトなしでのPCダイレクト出力
- 豊富なアプリケーションを搭載し、
特殊ひょう量も可能



超純水製造装置 アリウム Mini Extend / Pro シリーズ

約35 / 40% OFF

- コンパクトシステム Mini Extend
便利なディスペンサー搭載
- 高流量・多用途システム Pro
一次処理水/水道直結どちらも接続可能



純水・超純水製造システム アリウム Comfort シリーズ

40% OFF

- 純水 (A2 or A3) と超純水 (A4)
一体型製造システム
- 便利なディスペンサーも追加可能
- 独自のバッグタンク技術により、
純水の水質を最適に保ちます



製品・価格の詳細はこちら
からダウンロードできます




※販売店様
ご注文書にプロモーションコード
「JPQ1CAM_26」を記載ください

Picus® 2 次世代電動ピペット 20%OFF

効率化が図れる強力な助っ人！
多検体処理や検量線作成にも大活躍

- Picus シリーズに基づいた超軽量人間工学デザインを維持しつつ、新しくなった電子制御・カラーディスプレイ・UIを搭載
- Bluetoothで無料の専用アプリと接続し、モバイルデバイスを使用したワークフローで作業効率アップ



Picus2
YouTube動画



Tacta® 手動ピペット 20%OFF ▶ Proline® Plus 手動ピペット

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら
手放せなくなる手動ピペット

- ピペッティング操作も重量も超軽量
- 容量ロック付き
- フルオートクレープ可能



丈夫でスマートなピペットスタンダード

- 大きな容量表示
- 簡単メンテナンス
- UV耐性あり



Midi Plus 電動ピペットコントローラー 20%OFF

軽量・スピード調整可能・充電式！

- 軽量でコンパクト(本体約212 g)、コードレス
- 折りたたみ式自立スタンド付き
- 1~100 mLのメスピペットに適合
- UV耐性あり



ビバフローSU 25%OFF

タンジェンシャルフロー式(TFF)限外ろ過ユニット
抗体やタンパク質の濃縮・バッファー交換を、目詰まりレスで高回収率！

- 供給量: 0.1~1 Lのサンプルを処理可能
- 用途: タンパク質、ペプチド、核酸(DNA、RNA、オリゴヌクレオチド)の濃縮、
- 脱塩、バッファー交換など
- PES膜 → タンパク質に低吸着で高回収率、流速が速く時短向き
- RC膜 → DNA/RNAやペプチドでロスが少なく、幅広いバッファーに対応
(迷ったらPES、膜に負荷がかかるような特殊条件ならRCがおすすめです!)

