




ラボ用
純水・超純水製造システム
春の安心スタートキャンペーン

キャンペーン期間
2026年4月1日～5月29日

Simplifying Progress

SARTORIUS

毎年恒例！

春の安心スタートキャンペーン2026

メーカースタッフのメンテナンス&取扱説明で4月からの研究を万全サポート

純水・超純水装置「消耗品一式」購入者限定特典



お得なメンテナンス価格

通常 ¥120,000- → **特別価格 ¥50,000 -**



新入社員や新しいご担当者様の不安解消！

取扱説明や運用方法をご説明。

消耗品の交換方法もその場でレクチャーいたします。



メーカーエンジニアによる安心メンテナンス

豊富な知識・経験を持つ弊社エンジニアがお伺いします。

作業内容

メンテナンス

- 供給水の水質・水圧チェック
- 装置の表示値チェック
- 各動作チェック
- 装置の漏水チェック
- 消耗品交換
- 作業報告書へ記録・ご提出

レクチャー

- 取扱説明
- 消耗品交換の説明
- Q & A



お問い合わせ先

ザルトリウス・ジャパン株式会社

本社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川

Northビル4階

TEL 03 6478 5200

www.sartorius.com

お見積りはこちらから

Email : SJ_Service@sartorius.com

掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますことを予めご了承ください。

Specifications subject to change without notice.

Copyright Sartorius Japan, Version 3 | 01 | 2026